



# Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle Oberflächen: Kühlung, Klimaanlage, professionelle Küchen...

## → CARLYPRO - CARLYPRO-F



Verlängerung Sprühschlauch für Aerosoldose

### Kühlung, Klimaanlage

Eine wirkungsvolle Reinigung der Tauscher mit Lamellen ist äußerst wichtig für eine optimale Leistung der Kälte- und Klimaanlage. Sie trägt zu einer längeren Lebensdauer der Ausrüstungen bei.

Eine regelmäßige Desinfektion (permanent und vorbeugend) verhindert die Verbreitung von Mikro-Organismen (Bakterien und Schimmelpilzen), sowie die Bildung von unangenehmen Gerüchen und garantiert so eine gute Luftqualität.

**CARLYPRO** ist ein Zwei-in-Eins-Produkt. Die Kombination aus Wasch- und Desinfektionsmitteln spart viel Zeit, Energie und Arbeit.

### Kühlräume, Kühlager, professionelle Küchen...

Reinigung und Desinfektion von Lebensmitteloberflächen ist im indirekten Kontakt zulässig.

## ■ Anwendungen

- **CARLYPRO** ist ein alkalisches Fettlöse- und Desinfektionsmittel für alle Oberflächen von Kühl- und Klimaanlage (Wärmetauscher, Kondensatwannen, Filter...), Oberflächen im Lebensmittelbereich (Kühlräume, professionelle Küchen), Luftkanäle (Zwangslüftung...)
- **CARLYPRO-F** ist ein Reinigungs- und Desinfektionsschaum mit bakterizider Wirkung für alle Oberflächen im Bereich Kühlung,

Klimaanlagen, Kühlräume, professionelle Küchen, Lüftung, Reinräume...

- **CARLYPRO** und **CARLYPRO-F** sind für den professionellen Einsatz bestimmt und entfernen Fett, schleimige Ablagerungen, Staub..., und bekämpfen die Entwicklung von Bakterien und die Entstehung von schlechten Gerüchen.

## ■ Funktionelle Merkmale

- **CARLYPRO ist bakterizid:**
  - EN 1276 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*): 2,5% Verdünnung in 5 Minuten Kontaktzeit bei 20°C unter Schmutzbedingungen.
  - EN 13697 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*): 5% Verdünnung in 5 Minuten Kontaktzeit bei 20°C unter Schmutzbedingungen
  - EN 13697 (*Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurium*): 5% Verdünnung, 5 Minuten Kontaktzeit bei 20°C unter Schmutzbedingungen.
- **CARLYPRO ist Fungizid:**
  - EN 1650 (*Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*): 5% Verdünnung, 15 Minuten Kontaktzeit bei 20°C unter Schmutzbedingungen.
  - EN 13697 (*Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*): 15% Verdünnung, 15 Minuten Einwirkzeit bei 20°C unter Schmutzbedingungen.
- **CARLYPRO ist Hefeizid:**
  - EN 1650 (*Candida albicans*): 0,5% Verdünnung in 15 Minuten Kontaktzeit oder in 5 Minuten Kontaktzeit mit einer Verdünnung von 2,5%; bei 20°C bei Schmutz
  - EEN 13697 (*Candida albicans*): 5% Verdünnung in 5 Minuten Kontaktzeit bei 20°C, unter Schmutzbedingungen
- **CARLYPRO ist viruzid:**
  - EN 14476 (alle umhüllten Viren; *Vaccinia Ankara*): 2,5% Verdünnung in 5 Minuten Kontaktzeit, unter Schmutzbedingungen.
- **CARLYPRO-F, Aerosol hat eine bakterizide Wirkung**
  - EN1276 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, in 5 Min. Kontakt bei 20 °C).
- Grad VOC (Volatil Organic Compounds - flüchtige organische Verbindung): 16,20%.
- Entflammabares Treibmittel : Butanpropan.

## ■ Produktvorteile CARLY

- **CARLYPRO** ist bakterizid, fungizid, hefeizid, viruzid.
- **CARLYPRO** hält sich an die Rechtsvorschriften über Produkte zur Reinigung von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (Dekret vom 19.12.2013 zur Änderung des Dekrets vom 8. September 1999). Das Spülen gereinigter Oberflächen mit Trinkwasser ist obligatorisch.
- **CARLYPRO** ist Deodorant: Minzparfüm.
- 4 Packungen erhältlich:
  - Sprühflasche 500 ml,
  - Kanister 5L und 25L,
  - Aerosol 500ml (CARLYPRO-F).



# Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle Oberflächen: Kühlung, Klimaanlage, professionelle Küchen...

CTCY-DE - 85.1-7 / 12-2022

## → CARLYPRO - CARLYPRO-F

### ■ Funktionelle Merkmale

- Tragen Sie **CARLYPRO** auf zu desinfizierende und/oder zu reinigende Oberflächen auf: Lamellen, Rohre und Kollektoren von Verdampfern, Kondensattanks, ... oder andere harte Oberflächen und Geräte. **CARLYPRO** kann pur oder verdünnt angewendet werden.
- **Verdünnung:** Zur Behandlung **gegen Bakterien und Hefen** CARLYPRO bei der empfohlenen Anwendung mit einer Verdünnung von 5% in Leitungswasser auftragen und das Produkt 5 Minuten trocknen lassen, für Oberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, ist kein Abspülen erforderlich. Gegen behüllte Viren das auf 2,5% verdünnte Produkt in Wasser auftragen. Für fungizide Wirkung das in Leitungswasser verdünnte Produkt auf 15% auftragen und das Produkt 15 min stehen lassen. **CARLYPRO** kann auch unverdünnt angewendet werden.
- Wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig, mindestens einmal im Monat.
- **Anwendung:** Das Produkt bei seiner Verdünnung der Verwendung kann mit verschiedenen Mitteln angewendet werden; Schwamm, Tuch, durch Besprühen mit einem Sprühgerät oder durch Eintauchen der zu behandelnden Geräte oder Teile.
- **CARLYPRO** kann mit der 5-Liter-Druckpumpe PUMP 5000 (siehe Kapitel 100 des Katalogs) besprüht werden.

### ■ Regulierung Merkmale

- **CARLYPRO** entspricht der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über Biozidprodukte 'BPR' -TP2 und TP4.
- **Wirkstoff:** enthält 2,475 Gew.-% Didecyltrimethylammoniumchlorid CAS-Nr.: 7173-51-5.
- **Art der Zubereitung:** SL - Lösliches Konzentrat: homogene flüssige Formulierung, die nach Verdünnung in Wasser als echte Lösung des Wirkstoffs angewendet werden soll.
- **Verwendung:** Professionell.
- **CARLYPRO** entspricht der Reinigungsmittelverordnung 648/2004. CARLYPRO hält sich an die Rechtsvorschriften über Produkte zur Reinigung von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (Dekret vom 19.12.2013 zur Änderung des Dekrets vom 8. September 1999).

### ■ Hinweise

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung – siehe Sicherheitsdatenblatt

#### • Warnhinweis - Enthält

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände. Tragen Sie Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: gründlich mit Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser abspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn das Opfer sie trägt und wenn sie leicht entfernt werden können. Spülen Sie weiter. Bei Hautreizungen : Arzt aufsuchen. Wenn

die Augenreizung anhält: einen Arzt aufsuchen. Entfernen Sie kontaminierte Kleidung und waschen Sie sie vor der Wiederverwendung.

- **“Verwenden Sie Biozidprodukte mit Vorsicht. Lesen Sie vor Gebrauch das Etikett und die Produktinformationen”.**
- **Lagerbedingung:** 5°C bis 40°C
- **Verfallsdatum:** 24 Monate ab Herstellungsdatum.
- **Abfallbehandlung:** Entsorgen Sie den Inhalt des Behälters in einer zugelassenen Behandlungsstelle. Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt.
- **Art der Verarbeitung:** muss einer besonderen Behandlung gemäß den gesetzlichen Anforderungen unterliegen.

Angemessene Beseitigung gemäß Abfallrichtlinie 2008/EG: D10, Verbrennung an Land.

- **Europäische Abfallnomenklatur:** 16 03 00 : Produktionsfehler und nicht verwendete Erzeugnisse.
- **Gebrauchte leere Verpackungen:** Die Verpackungen müssen als gefährlicher Abfall unter der vollen Verantwortung des Abfallbesitzers entsorgt werden. Verpackungen können nach dem Spülen mit Wasser wiederverwendet oder recycelt werden.



# Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle Oberflächen: Kühlung, Klimaanlage, professionelle Küchen...

## → CARLYPRO - CARLYPRO-F

### ■ Technische Merkmale

CARLY Artikelnummer	Inhalt Liter	Verpackung
CARLYPRO 500	0,50	Sprühflasche
CARLYPRO 5000	5,00	Kanister
CARLYPRO 25000	25,00	Kanister
CARLYPRO-F	0,50	Aerosol

### ■ Ersatzteile

CARLY Artikelnummer	Ersatzteile	Beschreibung
CARLYPRO-F	CY 10207090	Verlängerung Sprühschlauch für Aerosoldose L=60cm
CARLYPRO-F	CY 10207095	25 Verlängerungen Sprühschlauch für Aerosoldose L=60cm
CARLYPRO 500	CY 44800200	Leere Sprühflasche, Inhalt=500 mL

### ■ Gewichte und Verpackungen

CARLY Artikelnummer	Einzelgewicht kg	Verpackungseinheit
CARLYPRO 500	0,57	15
CARLYPRO 5000	5,10	2
CARLYPRO 25000	26,00	1
CARLYPRO-F	0,57	12