



Détergents-désinfectants toutes surfaces : réfrigération, climatisation, cuisines professionnelles

CTCY-FR - 85.1-7 / 12-2022

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F



Tube prolongateur flexible
pour aérosol

Réfrigération - conditionnement d'air

Un nettoyage efficace des échangeurs à ailettes est une priorité pour un rendement optimal des installations de réfrigération et de conditionnement d'air et contribue à l'augmentation de la durée de vie des équipements.

Une désinfection régulière, permanente et préventive permet d'éviter une prolifération des micro-organismes (bactéries et moisissures) et la formation de mauvaises odeurs, tout en maintenant une bonne qualité de l'air.

CARLYPRO est un produit deux en un. L'association de composés détergents et de composés désinfectants permet d'importants gains de temps, d'énergie et de main d'œuvre.

Chambres froides, entrepôts frigorifiques, cuisines professionnelles... :

Le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires sont autorisés, en contact fortuit.

■ Applications

- **CARLYPRO** est un dégraissant - désinfectant alcalin toutes surfaces, pour les systèmes de réfrigération et climatisation (échangeurs, bacs de condensats, filtres...), les surfaces en milieu alimentaire (chambres froides, cuisines professionnelles...), les réseaux aérauliques (VMC...)
- **CARLYPRO-F** est une mousse nettoyante désinfectante bactéricide toutes surfaces pour la réfrigération, la climatisation, les chambres

- froides, les cuisines professionnelles, les VMC, les salles propres...
- Destinés à un usage professionnel, **CARLYPRO** et **CARLYPRO-F** éliminent graisses, dépôts visqueux, poussières..., et permettent de lutter contre le développement des bactéries et éviter la formation des mauvaises odeurs.

■ Caractéristiques fonctionnelles

- **CARLYPRO est Bactéricide :**
 - EN 1276 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*): 2,5% dilution en 5 minutes de temps de contact à 20°C en conditions de saleté.
 - EN 13697 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*) : 5% dilution en 5 minutes de temps de contact à 20°C en conditions de saleté.
 - EN 13697 (*Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurium*): 5% dilution, 5 minutes de temps de contact à 20°C en conditions de saleté.
- **CARLYPRO est Fongicide :**
 - EN 1650 (*Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*) : 5% dilution, 15 minutes de temps de contact à 20°C en conditions de saleté.
 - EN 13697 (*Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*): 15% dilution, 15 minutes de temps de contact à 20°C en conditions de saleté.
- **CARLYPRO est Levuricide :**
 - EN 1650 (*Candida albicans*) : 0,5% dilution en 15 minutes de temps de contact ou en 5 minutes de temps de contact avec une dilution de 2,5% ; à 20°C en conditions de saleté.
 - EN 13697 (*Candida albicans*) : 5% dilution en 5 minutes de temps de contact à 20°C, en conditions de saleté.
- **CARLYPRO est Virucide:**
 - EN 14476 (tous les virus enveloppés ; *Vaccinia Ankara*): 2,5% dilution en 5 minutes de temps de contact, en conditions de saleté.
- **CARLYPRO-F, Aérosol a une activité bactéricide**
 - EN1276 (*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, en 5 min. de contact à 20°C)
- Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 16,20 %.
- Gaz propulseur inflammable : butane-propane.

■ Avantages CARLY

- **CARLYPRO** est bactéricide, fongicide, lévuricide, virucide.
- **CARLYPRO** est conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19-12-2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999). Un rinçage à l'eau potable des surfaces nettoyées est obligatoire.
- **CARLYPRO** est désodorisant : Parfum menthe.
- 4 conditionnements disponibles :
 - pulvérisateur 500 ml,
 - bidons 5L et 25L,
 - aérosol 500ml (CARLYPRO-F).



Détergents-désinfectants toutes surfaces :

réfrigération, climatisation, cuisines professionnelles

CTCY-FR - 85.1-7 / 12-2022

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F

■ Mode d'emploi

- Appliquer **CARLYPRO** sur les surfaces à désinfecter et/ou nettoyer : ailettes, tubes et collecteurs des évaporateurs, bacs de condensats, ...ou toutes autres surfaces dures et équipements. **CARLYPRO** peut être appliqué pur ou dilué.
- **Dilution** : Pour un traitement **contre des bactéries et des levures**, appliquer CARLYPRO à la dilution d'utilisation recommandée de 5 % dans l'eau du robinet et laisser sécher le produit pendant 5 minutes, aucun rinçage n'est nécessaire pour les surfaces qui n'entreront pas en contact avec les aliments. **Contre des virus enveloppés**, appliquer le produit dilué à 2,5% dans l'eau. **Pour une activité fongicide** appliquer le produit dilué dans l'eau du robinet à 15% et laisser le produit pendant 15 min. **CARLYPRO** peut également être appliqué non dilué.
- Renouveler régulièrement l'opération, au moins une fois par mois.
- **Application** : Le produit à sa dilution d'utilisation peut être appliqué par différents moyens ; éponge, chiffon, par pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur ou par immersion du matériel ou des pièces à traiter.
- **CARLYPRO** peut être pulvérisé à l'aide de la pompe à pression de 5 Litres, POMPE 5000 (se reporter au chapitre 100 du catalogue).

■ Caractéristiques réglementaires

- **CARLYPRO** est conforme au règlement (UE) N° 528/2012 sur les produits biocides « RPB ».-TP2 et TP4.
- **Substance active** : contient 2.475% m/m de Chlorure de didécyltriméthylammonium N° CAS : 7173-51-5.
- **Type de préparation** : SL - Concentré soluble : formulation liquide homogène destinée à être appliquée après dilution dans de l'eau sous forme de solution vraie de la matière active.
- **Usage** : Professionnel.
- **CARLYPRO** est conforme au règlement détergent 648/2004. CARLYPRO est conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19-12-2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999).

■ Recommandations

Précautions d'utilisation - consulter la Fiche de Données de Sécurité

- **Attention - Contient** : chlorure de didécyltriméthylammonium
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

- « **Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits** ».
- **Conditions de stockage** : 5°C à 40 °C
- **Date de péremption** : 24 mois à compter de la date de fabrication.
- **Traitement des déchets** : Éliminer le contenu, le récipient dans un centre de traitement agréé. Éviter le rejet dans l'environnement.

- **Méthode de traitement** : doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales. Opération d'élimination appropriée selon la directive 2008/EC sur les déchets : D10, incinération à terre.
- **Nomenclature Européenne des déchets** : 16 03 00 : Loupés de fabrication et produits non utilisés.
- **Emballage vides usagés** : L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après rinçage à l'eau.



Détergents-désinfectants toutes surfaces :

réfrigération, climatisation, cuisines professionnelles

CTCY-FR - 85.1-7 / 12-2022

→ CARLYPRO - CARLYPRO-F

■ Caractéristiques techniques

Références CARLY	Volume Litre	Conditionnement
CARLYPRO 500	0,50	pulvérisateur
CARLYPRO 5000	5,00	bidon
CARLYPRO 25000	25,00	bidon
CARLYPRO-F	0,50	aérosol

■ Pièces détachées

Références CARLY	Pièces détachées	Désignation
CARLYPRO-F	CY 10207090	Tube prolongateur flexible pour aérosol L=60cm
CARLYPRO-F	CY 10207095	25 tubes prolongateur flexible pour aérosol L=60cm
CARLYPRO 500	CY 44800200	Flacon pulvérisateur vide, contenance = 500 mL

■ Poids et conditionnements

Références CARLY	Masse unitaire kg	Nombre de pièces par conditionnement
CARLYPRO 500	0,57	15
CARLYPRO 5000	5,10	2
CARLYPRO 25000	26,00	1
CARLYPRO-F	0,57	12